



**HUMIDOFLO®** **HFT SYSTEM**  
HF-2900D

NASAL HIGH FLOW OXYGEN THERAPY



**GGM**

Great Group Medical CO., Ltd.


Humidoflo es un equipo portátil pensado para brindar soporte respiratorio a pacientes (incluyendo pacientes intubados) que requieren un alto flujo de aire caliente y humidificado en entornos hospitalarios y terapia intensiva.

Se presenta como un sistema generador de flujo servo-controlado (de 2 a 60 l/min), calefacción y humidificación.

La unidad debe funcionar con el circuito paciente calefaccionado, el cual mantiene la temperatura y la humedad entre la cámara y el paciente por medio del sistema de calefacción: cable adaptador, cable calefactor y sensor de temperatura.



## Beneficios fisiológicos



## Oximetría de pulso

Se puede incorporar oxígeno para generar una mezcla uniforme, y el equipo cuenta con monitorización de la oximetría de pulso, lo que le aporta versatilidad al tratamiento.

## Rango de flujo:

**2-60**  
L/min

## Usos y aplicación:

- Manejo en periodos pre y post extubación
- Insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica
- Insuficiencia cardíaca
- Apnea de sueño
- Alternativa a VNI

Distribuido por:

**tecme**  
committed to life

Más de 55 años de experiencia comprometidos con la innovación y el cuidado del paciente.

[www.tecmeglobal.com](http://www.tecmeglobal.com) / [info@tecmeglobal.com](mailto:info@tecmeglobal.com)

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo